


## Messbarer Erfolg. Mit **EASYTORQUE** und **THERABALANCE**.



30 Minuten – mehr Zeit benötigen Sie nicht, um Klarheit zu erhalten. Denn in dieser kurzen Zeitspanne misst und analysiert **EASYTORQUE** Ihren Kunden.

Das so gewonnene Bild- und Zahlenmaterial zeigt Ihnen, wo Sie den Hebel ansetzen müssen. Und dank **EASYTORQUE** können Sie auch den Fortschritt genau verfolgen – das werden Ihre Kunden zu schätzen wissen.

Daher ist **EASYTORQUE** mehr als ein Gerät – es zeigt objektiv die Qualität Ihrer Leistung.

### WIE ES FUNKTIONIERT

**EASYTORQUE** misst binnen 30 Minuten die Kraft sämtlicher großer Muskelgruppen. Die dadurch gewonnenen Werte können über eine intuitiv bedienbare Software mit Referenzwerten verglichen werden.

Spätere Wiederholungstests (die sogar nur 20 Minuten dauern) ermöglichen weitere Vergleiche – und damit eine empirisch genaue Erfolgskontrolle Ihrer Leistung.

### WAS **EASYTORQUE** MISST

(und visualisiert, analysiert und archiviert)

- Knie-Extension und -Flexion
- Ellenbogen-Extension und -Flexion
- Rumpf-Extension und -Flexion
- Butterfly und Butterfly-Reverse
- Hüftadduktoren und -abduktoren
- Lateralflexion

Sie können Messungen sogar selbst definieren!



**Inkl. umfangreicher Analysesoftware!**

# EASYTORQUE

## Überprüfen Sie Therapie- und Trainingserfolge mit EasyTorque

Immer häufiger wird für Trainingsangebote die Forderung nach Qualitätskontrolle & Qualitätssicherung gestellt. Sie sind immer öfter Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung von Trainingsangeboten durch öffentliche Institutionen wie z.B. Krankenkassen.

Bis vor einiger Zeit war das Interesse einseitig auf die Ausdauerleistungsfähigkeit gerichtet, für die es etablierte Verfahren zur Untersuchung und Dokumentation gibt. Mittlerweile hat die Beurteilung der muskulären Kraft einen gleichrangigen Stellenwert; nicht zuletzt auch aufgrund der zunehmenden Krankenkosten durch Osteoporose und sturzbedingte Frakturen.

Mit **EASYTORQUE** ist jetzt ein Verfahren zur Diagnostik der muskulären Kraft verfügbar, das alle Anforderungen an ein modernes, benutzerfreundliches & ökonomisches System erfüllt:

- Alle großen Muskelgruppen können erfasst werden.
- Gemessen wird das Drehmoment, die Angabe erfolgt als Kraft
- Die Software ist leicht verständlich und erlaubt eine individuelle Erfolgskontrolle genauso wie Vergleiche mit den vorhandenen Referenzwerten.
- Das Datenmanagement der wesentlichen Kenngrößen erfolgt automatisch.
- Die Messung hat eine hohe Präzision und Validität.
- Durch seine kompakte Bauweise wird wenig Platz benötigt. **EASYTORQUE** ist das Instrument für alle, die wissen und dokumentieren wollen, was ihr Training bewirkt.

Das System **EASYTORQUE** wurde speziell für den praktischen Einsatz entwickelt und umgesetzt.

Der Eingangstest dauert ca. 30 Minuten und für spätere Re-Tests benötigen Sie max. 20 Minuten.



Messen, Visualisieren,  
Dokumentieren  
& Archivieren

von

Maximalkraft  
aller Hauptmuskelgruppen

wie

### OBERE EXTREMITÄT

Flexion & Extension  
Adduktion & Abduktion

### UNTERE EXTREMITÄT

Flexion & Extension  
Adduktion & Abduktion

### RUMPF

Flexion & Extension  
Lateralflexion

benutzerdefinierte  
Messungen

und das alles in einem  
System mit weniger als  
1 QM Stellfläche!

Patentrechtlich geschützt



Wir bieten Ihnen ein Konzept zur Gewinnung neuer Kunden. Nutzen Sie unsere Erfahrung!

## Komfort und Flexibilität mit EasyTorque

Liefere Sie Ihren Kunden den Nachweis der Qualität Ihrer Dienstleistung. Mit einem umfangreichen Eingangskcheck in nur 30 Minuten können Sie individuelle Trainingskonzepte für Ihren Kunden ausarbeiten und im Rahmen von Re-Checks die Qualität Ihrer Therapie oder Ihres Trainings nachweisen.



### EasyTorque-Podest

Mit dieser Variante des Messsystems **EASYTORQUE** haben Sie optimierte Zugänglichkeit des Systems für den stationären Einsatz.

Art.-Nr. 901



### EasyTorque-Mobil


Die mobile Ausführung von **EASYTORQUE** ermöglicht Ihnen den Einsatz sowohl in Ihren Räumlichkeiten als auch bei Events und bei Betriebsbetreuung zur Schaffung neuer Kundenbeziehungen.

Art.-Nr. 902



### Integriertes Softwaremodul

Die mitgelieferte Software ermöglicht Ihnen durch eine optimale Bedienung effiziente Messungen mit integriertem Rechts-Links-Vergleich der oberen und unteren Extremitäten und der Möglichkeit eigene benutzerdefinierte Messungen anzulegen.



### Express- und Detailanalyse

Die integrierte Express-Analyse zeigt schnell und übersichtlich die aktuellen Messwerte und dient gleichzeitig als Hand-Out. Die umfangreichere Detailanalyse ermöglicht weitergehende Betrachtungsweisen und liefert die Grundlagen für Therapie und Trainingskonzepte.